# DGF VETPRO



- FACILE À UTILISER
- DIAGNOSTIQUE RAPIDE
- QUALITÉ D'IMAGE EXCEPTIONNELLE
- ÉCRAN TFT 5" LCD
- GRANDE AUTONOMIE (3 HEURES)
- APPROUVÉ POUR LA MESURE DE GRAS
- BATTERIE EXTRACTIBLE
- DEUX FAÇONS DIFFÉRENTES DE LE PORTER



SONDE SUBMERSIBLE



Daniel Beaudoin : St-Julien, Québec 160 truies naisseurs, finisseurs



Sylvie Brochu: Laurierville, Québec 250 truies naisseurs, finisseurs



Marco Lampron : Ste-Seraphine, Québec 180 truies naisseurs, finisseurs

# Témoignages

## Commentaires:

Avec cet échographe, je fais les tests de gestation entre 18 à 20 jours. Très facile à utiliser et à manipuler. Je récupère mes truies vides à 21 jours, je n'ai plus de retour à 42 jours de gestation. J'ai été bien formé et j'apprécie le service technique après vente. Avoir l'échographe dans la ferme me permet d'éviter l'entrée de visiteurs, parfait pour le statut sanitaire.

Dani Benedich

### **Commentaires:**

La facilité d'utilisation de cet appareil nous fait gagner du temps. La lecture est simple et rapide. De plus, on peut voir des kystes ou bien savoir si la truie souffre d'infection urinaire. La maniabilité est un atout. Merci!

Dyhie Brocher

## Commentaires:

Je suis très heureux de mon achat. J'ai diminué mes jours improductifs en faisant le test avant 21 jours.

